



Scooter **HS-730 / HS-740**

Lecson GmbH · Bahnhofstraße 101 - 107 · D-45770 Marl · Tel.: 0 23 65 / 8 23 97 · Fax: 0 23 65 / 8 27 63 · www.lecson.de

Vertragshändler:



Armatur 730 / 740



Technische Daten

Breite		640 mm
Länge	HS-730	1360 mm
Länge	HS-740	1410 mm
Höhe		1010 mm
Bodenfreiheit		130 mm
Radgröße vorne		285 mm
Radgröße hinten		320 mm
Gewicht ohne Akkus		
	HS-730	66 kg
	HS-740	76 kg
Geschwindigkeit		6-12 km/h
Reichweite		45 km
Steigung		12 %
Max. Zuladung		135 kg
Akkus		2 x 12 V, 50 A/h

Bremsen elektromagnetisch
zusätzliche Handbremse
mit Federung
zerlegbar ohne Werkzeug