



Scooter HS-890

Lecson GmbH · Bahnhofstraße 101 - 107 · D-45770 Marl · Tel.: 0 23 65 / 8 23 97 · Fax: 0 23 65 / 8 27 63 · www.lecson.de

Vertragshändler:

- 15 km/h
- Vollgefedert



Technische Daten

Breite	670 mm
Länge	1520 mm
Höhe	1260 mm
Bodenfreiheit	140 mm
Radgröße vorne	320 mm
Radgröße hinten	320 mm
Gewicht ohne Akkus	75 kg
Geschwindigkeit	15 km/h
Reichweite	
mit Akkus (50 A/h)	40 km
mit Akkus (75 A/h)	65 km
Steigung	12 %
Max. Zuladung	150 kg
Akkus	2 x 12 V, 50 A/h
* Akkus	2 x 12 V, 75 A/h



Bremsen elektromagnetisch
zusätzliche Handbremse
mit Federung

* gegen Aufpreis