



# CERES 3

- 3 Wielen
- Lengte : 127 cm
- Breedte : 61 cm
- Hoogte : 116 cm
- Batterijen : 36 Ah x 2
- Actieradius : 35 km\*\*
- Max. snelheid : 12 km/u\*
- Gebruikersgewicht : 135 kg
- Kleuren : Zwart / Blauw



\*\* Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend. \* Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).

## N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20      info@vermeiren.be  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94      www.vermeiren.com  
www.vermeiren.com - info@vermeiren.be



